

レンタル

シーツ1枚付



プライムDX

モルテン

レンタル料金 **7,000円**
ご利用者負担額 **700円**

- 100:50の圧切替(膨張・収縮)方式により、底着きや船酔い現象を解消。
- マット中央部の張力低減構造により、仙骨部などの局部圧迫に対処。
- 寝返り時などに発生するエアーマット特有の「シューシュー」という耳障りなエア音を解消。
- 足元のジョイントバルブを回すと瞬間的にエアが抜け、緊急時に対応。
- サイズ マット幅85×長さ190×厚さ9cm
- 重量 4kg

レンタル

シーツ1枚付



テンピュールマットレス

アンツ

レンタル料金 **10,000円**
ご利用者負担額 **1,000円**

- 上からの圧力を分散するので、血行を阻害することはありません。
- 通気性があるため、ムシることがなく、褥瘡の予防にもなります。
- マットレスの下からツキ上げがないため、寝ている間ストレスを感じることはありません。
- サイズ 幅91(83)×長さ191×厚さ7cm
- 重量 11kg

心地よい眠りと爽快な目覚めを実感

通常のマットレスは背中を正しく受け止めて支えることができないので、背骨を歪める原因ともなります。テンピュールマットレスはからだの圧力を均一に分散するので、眠っている間に腰が痛くなったり、おしりがしびれたりせず、寝返りが減り快適な睡眠をもたらします。同じ体圧分散をもつウォーターベッドやゲルパッドなどに比べ、重さが10分の1程度と軽いので扱いやすく、その上、耐久性・通気性にも優れています。アメリカの医師、カイロプラクティック療法士、理学療法士など5,500人以上の医療専門家が、背中・腰の痛みにはテンピュールマットレスを推奨しています。また、世界では25,000人ものドクターと専門家がこの商品を推奨しています。今ではこのマットレスは病院の集中看護施設や老人ホームでも広く使用されており、医学界で高い評価を受けています。

レンタル

シーツ1枚付



アドバン

モルテン

レンタル料金 **10,000円**
ご利用者負担額 **1,000円**

- 最高の褥瘡ケアを目的に開発された高機能エアーマットレスです。
- 独立3層構造で底着きをなくしました。
- 除湿機能付。

- 83cm幅マット・サイズ 幅83×長さ191×厚さ16cm・重量4.8kg
- 91cm幅マット・サイズ 幅91×長さ191×厚さ16cm・重量6.0kg
- 100cm幅マット・サイズ 幅100×長さ195×厚さ16cm・重量6.3kg
- 材質・マット ウレタンフィルム/カバー ナイロン/ポンプ ABS樹脂

レンタル

シーツ1枚付



スーパー介助マット

モルテン


レンタル料金 **9,000円**
ご利用者負担額 **900円**

- 沈下性肺炎の予防、心肺機能の回復を目的に活用。
- 誰がやっても同じレベルの安定した体位保持を実現。
- ボタン一つで仰臥位モードと自動体位変換モード(8'、15'、20')の使い分けが可能。
- 自然な寝返りを提供するために、マット上で身体が動かしやすい下部+上部マット構造。
- 傾くことで身体が移動する現象(ズレ量)を下部マットの独自の構造で解消。

- サイズ マット幅88×長さ185×厚さ7cm
- 重量 3.4kg

褥瘡予防用具 選択の目安(参考)

※褥瘡の状態だけでなく、その他の身体状態も考慮に入れて選択して下さい。

褥瘡分類 (NPUAP分類)	褥瘡なし 褥瘡がなくても、危険要因(病的骨突出や拘縮など)の保有程度により、早期予防が必要	 ステージ I 圧迫を除いても消退しない発赤、紅斑	 ステージ II 真皮までにとどまる皮膚傷害、水疱やびらんなどの浅い潰瘍	 ステージ III 傷害が真皮を越え、皮下脂肪層にまで及ぶ潰瘍	 ステージ IV 傷害が筋肉や腱、関節包、骨にまで及ぶ褥瘡
プライムDX 					
アドバン 					
テンビュールマットレス 	ポジショニングクッションとの組み合わせによる				
スーパー介助マット 					

褥瘡予防用具・ベッドサプライ